

TImask SUISSE Sagl

GEBRAUCHSANLEITUNG

Halbmaske:

- **Individuelle Schutzausrüstung des Typs FFP2 NR**
- **Zertifizierungsnummer: EPT 0477.PPE.21/4489**

Art. - TIME



Produkt: EINWEGMASKE NR (Non Riutilizzabile=deutsch: zum einmaligen Gebrauch)

Verpackung: Ein Tütchen enthält 5 Stück.

Schachtel: Eine Schachtel enthält 4 Tütchen zu 5 Stück. Insgesamt 20 Stück, NICHT STERIL (produziert unter geeigneten hygienisch-medizinischen Bedingungen)

VERWENDUNGSZWECK: Verwendbar von der Bevölkerung und im Arbeitsumfeld

Ligornetto, 14. Juni 2021

Der gesetzliche Vertreter; Moreno Lazzaroni



HERGESTELLT VON TImask Suisse Sagl
Via Michele Roggia 2, 6853 Ligornetto, Schweiz CHE-229.952.023 IVA
Tel. +41 (0)91 647 17 17 mail commerciale@timask.ch

GEBRAUCHSANLEITUNG

Referenznorm

- Verordnung EU 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen
- EN 149:2001 + A1:2009

Anwendungsbereich

Die Atemschutz-Halbmaske dient dem Schutz der Atemwege vor Aerosol/festen und flüssigen Partikeln (gemäß der Norm EN 149:2001+A1:2009).
TIME FFP2 NR hat eine Filterleistung von 99,04%.

Das korrekte Anlegen der Atemschutz-Halbmaske

- Verwenden Sie sie nur, wenn die Schadstoffkonzentration keine unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit darstellt und nur entsprechend den geltenden Bedingungen für Gesundheit und Sicherheit;
- Waschen Sie sich die Hände;
- Entnehmen Sie die Halbmaske erst kurz vor ihrem Gebrauch aus der Verpackung;
- Bevor Sie die Schutzausrüstung anlegen, stellen Sie sicher, dass Sie Vorder- und Rückseite klar voneinander unterscheiden können und dass die Maske gut an der Oberfläche des Gesichts haftet;
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch der Halbmaske deren Vollständigkeit, das Verfallsdatum (auf der Unterseite der Schachtel) und ob die Schutzklasse dem Verwendungszweck der Maske angemessen ist (auf der Grundlage des verwendeten Produkts und der Konzentration);
- Halten Sie die vorgeformte Halbmaske in der Handfläche, so dass der Nasenbügel nach oben zeigt und die Ohrschlaufen herabhängen;
- Legen Sie die Halbmaske unter Ihrem Kinn an und bedecken damit Mund und Nase;
- Legen Sie die Ohrschlaufen so um Ihre Ohren, dass die Maske vollständig auf dem Gesicht haftet (wenn nötig verkürzen Sie die Ohrschlaufen, indem Sie sie verknoten);
- Drücken Sie mit beiden Händen die Maske entlang der Nasenbrücke fest, so dass eine perfekte Haftung garantiert ist;
- Kontrollieren Sie nun, ob die Maske dicht ist, indem Sie stark ausatmen und prüfen, ob keine Luft aus dem Nasenrücken austritt;
- Wenn nötig, stellen Sie die Maske neu ein und kontrollieren noch einmal;
- Vermeiden Sie, wenn Sie eine Halbmaske tragen, das Berühren der Halbmaske mit den Händen; sollte dies unbedingt nötig sein, so waschen Sie sich vor und nach dem Berühren der Halbmaske die Hände

Das korrekte Abnehmen der Atemschutz-Halbmaske

- Waschen Sie sich die Hände;
- Streifen Sie die Ohrschlaufen hinter den Ohren ab;
- Bringen Sie die Hände nach vorne und nehmen Sie die Halbmaske ab;
- Werfen Sie die Halbmaske in einen Müllbeutel und entsorgen diesen; vermeiden Sie eine Berührung der Innenseite der Maske;
- Waschen Sie sich die Hände

Verwendungsbeschränkungen

- Diese Halbmaske darf nicht länger als einen Arbeitstag lang getragen werden (NR = Non Riutilizzabile/zum einmaligen Gebrauch; die staubpartikelfiltrierende Halbmaske darf nicht länger als eine Schicht lang getragen werden);
- Diese Halbmaske darf nur ein einziges Mal verwendet werden (keine Wartung möglich);
- Nicht über den in der Packungsbeilage beschriebenen Anwendungsbereich hinaus verwenden

WARNHINWEISE

- Wenn Sie diese Halbmaske tragen, sollten Sie zuvor in das Tragen eingewiesen worden sein und die Packungsbeilage zur Kenntnis genommen haben;
- Verwenden Sie die Halbmaske in gut gelüfteten, mit Sauerstoff (> 19.5%) versorgten Bereichen und nicht in explosionsfähigen Atmosphären;
- Die Halbmaske muss perfekt positioniert werden, um das vorgesehene Schutzniveau zu garantieren;
- Verwenden Sie sie nicht, wenn Gesichtshaare (Bart, Koteletten) eine perfekte Haftung der Halbmaske verhindern und Luft ausströmen lassen;
- Verlassen Sie unverzüglich den Gefahrenbereich, wenn das Atmen schwierig wird und/oder Sie Benommenheit und Übelkeit empfinden;
- Verändern Sie unter keinen Umständen diese individuelle Schutzausrüstung und entsorgen Sie sie bei der geringsten Beschädigung;
- Sollte sich während des Tragens der Maske durch äußere Faktoren (zum Beispiel durch viele Staubpartikel in der Luft) ein erschwertes Atmen oder gar Atemnot einstellen, so muss die Maske sofort ersetzt werden

Gegenanzeigen

- Der Kontakt mit der Haut könnte bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen. Verlassen Sie in diesem Fall den Gefahrenbereich, nehmen Sie die Halbmaske ab und konsultieren Sie einen Arzt;
- Verwenden Sie sie nicht bei erschwelter Atmung und/oder bei Benommenheit und Übelkeit;
- Allergische Reaktionen sind nicht bekannt, aber empfindliche Personen, die nachweislich Hautunverträglichkeiten haben, sollten den Gefahrenbereich verlassen, die Halbmaske abnehmen und einen Arzt konsultieren;
- Sollten nach dem Tragen Rötungen, Schwellungen und Juckreiz auftreten, so unterbrechen Sie den Gebrauch und konsultieren Ihren Arzt;
- Die Schutzausrüstung ist entflammbar – halten Sie sie von Feuer und Flammen fern;
- Die Schutzausrüstung muss in einem trockenen und belüfteten Raum gelagert werden;
- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen und nicht über medizinische Ausrüstungen;
- Sollte die persönliche Schutzausrüstung nicht ordnungsgemäß sein (zum Beispiel: beschädigte Ohrschlaufen, ein austretender Nasenbügel, ecc.), dann muss die Schutzausrüstung ausgesondert und durch eine ordnungsgemäße ersetzt werden

Lagerung und Transport

Wenn nicht in Gebrauch, transportieren Sie die Maske in der Originalverpackung.

Lagern Sie sie kühl, trocken, geschützt vor Frost und Sonneneinstrahlung in ihrer Originalverpackung (-10°C/+50°C - RH<80%).

Entsorgung

Entsorgen Sie sie als Restmüll, gemäß der Verordnung.

Weitere Informationen

Die PSA unterliegt dem von der benannten Stelle überwachten Bewertungsverfahren:

Eurofins Product Testing Italy S.r.l., via Cuorgnè 21, 10156, Turin (Italien) CE 0477

- **Zertifizierungsnummer: EPT 0477.PPE.21/4489**



Die Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website einzusehen:

www.timask.ch

TIme

FFP2 NR CE0477
EN149:2001-A1:2009

TImask Suisse

HERGESTELLT VON TImask Suisse Sàrl
Via Michele Roggia 2, 6853 Ligornetto, Schweiz CHE-229.952.023 IVA
Tel. +41 (0)91 647 17 17 mail commerciale@timask.ch